

Instrukcja pobrania materiału do badań z zakresu diagnostyki zakażeń przenoszonych drogą płciową:

Należy powstrzymać się od współżycia płciowego oraz nie stosować żadnych leków dopochwowych na minimum 48 godzin przed pobraniem wymazu z cewki moczowej / pochwy / kanału szyjki macicy. Nie powinno się także stosować irygacji dopochwowych i preparatów antyseptycznych, ani środków do higieny intymnej. Do wymazów należy stosować sterylne wymazówki z końcówką ze sztucznego jedwabiu lub dakronu. Wymaz najlepiej pobrać do podłoża transportowego, po czym przechowywać i transportować w temp. pokojowej lub w chłodzie (temp. 2-8°C). Nie pobierać wymazu podczas miesiączki. Duża ilość krwi może być powodem hamowania reakcji PCR.

Wymazy z kanału szyjki macicy

Wymazówkę (typ wymazówki: wachlarz) należy wprowadzić do kanału szyjki macicy i obracać końcówką kilkakrotnie tak, aby uzyskać komórki nabłonkowe z całej powierzchni kanału szyjki. Końcówkę wymazówki należy umieścić w podłożu transportowym (fiolka z niebieską nakrętką). Podłoże to konserwuje zarówno komórki jak i DNA bakterii. Próbkę pobraną do podłoża płynnego można przechowywać w temp. pokojowej (18-25°C) do 28 dni lub w temp. 2-8°C (temp. lodówki) do 3 miesięcy. Gdy nie korzystamy z podłoża transportowego wymazówkę należy dostarczyć do laboratorium najlepiej w ciągu 24 godz.

Wymazy z cewki moczowej

Pacjent/Pacjentka nie powinien oddawać moczu przynajmniej godzinę przed pobraniem materiału do badania. Wymazówkę należy wprowadzić do cewki moczowej na głębokość ok. 1-4 cm i obracać kilkakrotnie. Materiał pobierać do małej wymazówki o pojemności 2 ml. Końcówkę wymazówki należy umieścić w podłożu transportowym (kolor różowy). Próbkę pobraną do podłoża płynnego można przechowywać w temp. pokojowej (18-25°C) do 28 dni lub w temp. 2-8°C (temp. lodówki) do 3 miesięcy. Gdy nie korzystamy z podłoża transportowego wymazówkę należy dostarczyć do laboratorium najlepiej w ciągu 24 godz.

Wymaz z żołądki i rowka zażołądowego penisa w kierunku HPV

Materiał należy pobierać z żołądki penisa, najlepiej z miejsc chorobowo zmienionych (zakażenie u mężczyzn często przebiega bezobjawowo). Materiał pobierać do małej wymazówki o pojemności 2 ml. Pacjent nie powinien podmywać członka przynajmniej przez 24 godz. przed wykonaniem wymazu. Próbkę należy pobierać wymazówką poprzez kilkakrotne pocieranie spiralnym ruchem w szczególności rowka zażołądowego oraz ujścia cewki moczowej. Następnie wymazówkę umieścić w podłożu transportowym. Próbkę pobraną do podłoża płynnego można przechowywać w temp. pokojowej (18-25°C) do 28 dni lub w temp. 2-8°C

(temp. lodówki) do 3 miesięcy. Gdy nie korzystamy z podłoża transportowego wymazówkę należy dostarczyć do laboratorium najlepiej w ciągu 24 godz.

Mocz

Należy pobierać pierwszą poranną próbkę moczu do jałowej probówki zakupionej w aptece. Szczelnie zamknąć probówkę po czym najlepiej w ciągu 24 godz. wysłać probówkę do laboratorium.

Probówki należy szczelnie zakręcić, podpisać imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL. Pobrany materiał pakujemy do woreczka np. strunowego i umieszczamy w kopercie bąbelkowej, a następnie wysyłamy lub przywozimy samodzielnie do laboratorium **MEDGEN – ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a, 02-954 Warszawa**. Nie należy wysłać materiału w piątki i weekendy ze względu na przedłużony czas transportu.